

## Хот/ код тест NG Ugo Basile, Италия



### Апарат Hot/Cold Plate NG к.н.35150

Работна температура от минус 5°C до 65°C, в стъпка 0.5°C. Температурата в работното помещение трябва да бъде 18-23°C. Диаметър на плочата 20cm. Прозрачен плексигласов ограничител за мишки и плъхове с височина 25 cm и капак. Режими на работа - постоянен, температурна рампа и динамичен експеримент. Стартиране с бутон или педал. Отчитане на времето до 999.9 секунди в стъпка 0.1 секунда. Управление, задаване на параметри и наблюдаване на теста от 4.3" тъч-скрийн. Софтуер за РС, организиране на експеримента и прехвърляне на данни чрез флашка Text, Excel или Pdf файл. Портове USB - 2бр., I/O, COM и ETH. Размери (см) 25x37x47 височина с ограничителя. Тегло 8кг. Универсално захранване 84-264VAC, 50/60Hz.



---

**За подробна техническа спецификация, брошура или друга апаратура на Ugo Basile, не се колебайте да се свържете с ЛАБКО ЕООД**

---